



Kapo

FICHE TECHNIQUE

Cassettes mites et larves x2



MITES LARVES
2 Cassettes - Spécial Placards

Kapo Expert

Des solutions innovantes pour lutter contre tous types d'insectes, développées d'après l'étude du comportement des insectes et testées en laboratoire indépendant et reconnu.

CARACTÉRISTIQUES
Effet préventif et curatif, action immédiate. Ces cassettes spécial placards protègent les linaires, fourrures, tapis, etc. des mites et des larves. Produit prêt à l'emploi. Ne tache pas grâce au boîtier protecteur.

UTILISATION
Penderies, armoires, placards...

MODE D'EMPLOI
1 cassette pour 3 m² maximum. Sortir la cassette de son enveloppe protectrice. suspendre la cassette à la tige. Veiller à ne pas la mettre au contact direct des vêtements afin de laisser circuler l'air.

RECOMMANDATIONS
N'ouvrir l'enveloppe protectrice qu'au moment de l'utilisation. Ne pas laisser les placards ouverts. Pour pouvoir renouveler la cassette au bon moment (6 mois après), noter la date de mise en œuvre sur la boîte. Pour stopper l'efficacité, retirer la cassette et aérer 15 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Éliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Éliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. le recyclage de l'emballage sera dans ce cas prescrit. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche.

2 cassettes
COMPOSANT : Empanthrine (CAS 54406-48-3) : 14,3 g / 100 g dans la solution d'imprégnation.
Date de péremption : à utiliser jusqu'à 3 ans après la date de production inscrite sur l'emballage.
Type de préparation : produit diffuseur de vapeur (VPI).

N° Vert 10 800 09 2000

Fabriqué en France - SAS BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
BP 14 - F 59800 LILLEFRANCS
Internet : www.kapo.com

3 365 000 031 223

5. Exempté pour l'assainissement

ED 4/18 n

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 3122

Date : 04/11/2009
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90