

2 FILTRES PHYTOSANITAIRE



Maj 04/19

Réf : X23500804C

DESCRIPTIF :

- Les filtres « PHYTOSANITAIRES » s'adaptent facilement sur le demi-masque respiratoire grâce à un pas de vis
- Ces filtres s'utilisent uniquement avec les demi-masque respiratoire GERIN.

UTILISATION :

- Travaux en présence de produits phytosanitaires organiques/volatiles (<65°B.P): fongicides, insecticides, herbicides...qui rejettent des vapeurs organiques <65°C BP (en extérieur seulement), de solvants organiques (>65°C B.P), essence de térébenthine, de peinture (pinceau, pistolet, aérosol), vernis.
- Ne protège pas contre les produits comme l'ammoniac, le chlore, les acides.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien préconisé.
- Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Produits à date de péremption.
- Pas de substance amenant des allergies.

NORME CE :

- Les filtres sont conformes aux normes EN14387:2004/A1:2008.
Attestation N° **0082/152/079/01/10/0029** délivré par le laboratoire notifié n° 0082 :CETE APAVE EUDEUROPE - Marseille - France

PROTECTION	A2P3	Code barre	3355140540051
Dimensions	13 x 28,5 x 6 cm	Dimensions colis	400 x 265 x 320 mm
Poids	181 g	Poids colis	7,590 kg
Conditionnement	Lot de 2 filtres	Colisage	40 lots