

KIT ANTICHUTE COMPLET 10M X20500854N

GERIN

DESCRIPTIF :

Ce **kit antichute GERIN** est composé de :

- 1- **Valisette ROUGE** de transport ABS
- 2- **Harnais antichute 2 POINTS D'ACCROCHAGE :**
 - ✓ Accrochage dorsal et ventral, réglage en longueur des cuissardes, sous fessière de confort,
 - ✓ Bavaroise de maintien thoracique : bretelle
- 3- **Antichute monté sur corde :**
 - ✓ Mécanisme antichute mobile en acier inoxydable, non ouvrant, fixé sur corde 10m (inamovible),
 - ✓ Corde-drissée en polyamide diam. 12mm, avec une boucle cousue cossée en extrémité supérieure et boucle d'arrêt en extrémité inférieure
 - ✓ Micro-absorbeur d'énergie et mousqueton automatique ouverture 18mm, ensemble fixé sur l'antichute mobile et un mousqueton à vis ouverture 18mm sur la corde
 - ✓ Cet antichute complet est très pratique à utiliser car le système circule le long de la corde, accompagnant l'utilisateur dans ses déplacements
- 3- **Anneau de sangle**
 - ✓ Anneau de sangle composé d'un segment de sangle en polyester qui forme une boucle fermée à l'aide d'une couture
 - ✓ Longueur 1,20m, largeur 20mm.



CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

POUR LE HARNAIS ET L'ANNEAU: - Nettoyer les sangles et les boucles uniquement à l'eau et au savon de marseille. Laisser sécher dans un endroit sec et aéré à l'abri de sources de chaleur directes ou indirectes (Idem en cas de pluie).

- Stocker dans un endroit sec et aéré à l'abri des ultraviolets, de l'humidité, de source de chaleur importante ou d'une atmosphère corrosive. Conserver dans un emballage imputrescible.
- Stocker et transporter cet équipement dans un emballage imputrescible.

POUR L'ANTICHUTE: - En ce qui concerne les éléments associés en matière textile, il est nécessaire de les laisser sécher naturellement à l'abri d'une source de chaleur directe ou indirecte. Protéger des produits chimiques.

POUR L'ANTICHUTE et les MOUSQUETONS : - Nettoyer les parties métalliques avec les produits suivants : diluants à base d'acétone ou d'éther.

- Graisser les parties métalliques avec des graisses silicones.
- Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation. Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser en cas de dommage.
- Cet équipement doit être contrôlé au minimum une fois par an par une personne habilitée (nous contacter) et doit être **DÉTRUIT** après une chute.

NORMALISATION CE:

- **Le harnais** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN361:2002 et EN358:2000
- Attestation n°0082/293/160/01/0191/0008 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- **L'antichute** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 353-2:2002.
- Attestation n°0082/293/160/08/05/0229 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- **L'anneau** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN354:2002.
- Attestation n°0082/293/160/03/05/0123 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- **L'anneau** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN795:1996.
- Attestation n°0082/293/160/06/07/0205 délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.
- **Le mousqueton à vis** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 362:2005.
- Attestation n°0082/293/160/08/06/0431 (AZ011)
- **Le mousqueton automatique** est conforme aux dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme européenne EN 362:2004.
- Attestation n°0082/293/160/08/09/0378 (AZ002) délivrée par le laboratoire notifié n°0082 APAVE LYONNAISE.



Référence X20500854N

Taille	Unique	Code barre	3355145008549
Dimensions valise	38.5 x 10 x 29 cm	Dimensions colis	38.5 x 10 x 29 cm
Poids	3.495	Poids colis	18kg
Conditionnement	1	Colisage	5