

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FF91 NR D



Maj 07/17

Réf : X190.102G

DESCRIPTIF :

- Masques thermoformés en fibre non tissé.
- Barrette nasale avec renfort en mousse.
- Bride élastique réglable.
- Protection de type FFP1 NR D.
- VME : > à 5 mg/m³.
- Granulométrie : entre 0,2 et 5 µm.
- Facteur de protection : 4,5 x VME.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Pas d'entretien : le masque doit être jeté après une journée de 8 h, ou dès l'apparition d'une forte résistance respiratoire.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière.

NORME CE :

- Ces masques sont conformes à la norme : EN149 : 2001 + A1 : 2009.
- NR : Non Réutilisable, et D : réussit le test de 8h au colmatage : garantit le même confort respiratoire pendant 8h (pas de résistance à la respiration).
- Attestation N° 66911 délivrée par le laboratoire notifié BSI (Grande Bretagne).

UTILISATION :

- Protège contre les poussières fines, solides et liquides, non toxiques.
- Exemples de contaminants : fumées et poussières fines non toxiques, aérosols solides et liquides, brouillards d'huiles, gouttelettes de liquides en suspension dans l'air tels que : ciment, plâtre, farine, cellulose, graphite, kaolin, poussières textiles, coton, silice, charbon, (liste non exhaustive)...
- Ne pas utiliser contre les poussières de métaux ferreux toxiques tels que le cuivre, l'aluminium, l'amiante...
- Ne protège pas contre les poussières cancérigènes ou radioactives, les gaz et les vapeurs, les micro-organismes et les enzymes.
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le contaminant au poste de travail pour choisir une protection adaptée.
- La protection respiratoire doit être portée en permanence en présence du contaminant, dans des lieux où la concentration d'oxygène est impérativement supérieure à 17%.

Taille	Unique	Code barre	335514 190102 8
Dimensions boîtes	13 x 13 x 22 cm	Dimensions colis	67 x 28 x 45,5 cm
Poids boîtes	300 g	Poids colis	7 kg
Conditionnement	20 masques	Colisage	20 boites