

TMR40560

TRAPPE MAGNÉTIQUE AVEC SUPPORT REDÉCOUPABLE

40 x 60 cm - À CARRELER



FICHE TECHNIQUE



Kit composé de :

- 4 plaquettes d'angle à coller sur le support à redécouper
- 4 pattes aimantées dont une avec ressort assurant une ouverture facile
- Un support de 40 x 40 cm à découper selon la dimension de vos carreaux de faïence

Trappe magnétique avec support redécoupable qui vous permet de réaliser votre trappe à la dimension qui vous convient uniquement en sciant le support. Dimensions maximales : 40x60 cm. Pour un ou plusieurs carreaux de faïence !



TMR40560

DESCRIPTIF TECHNIQUE



4 plaquettes d'angle de protection à coller sur les côtés du carreau de faïence (ouvrant)

Réglage du joint

1 patte magnétique avec ressort à placer en bas à droite, aimant vers soi




3 pattes magnétiques sans ressort à placer aux 3 autres angles, aimant face à soi

Ouverture facile



Une pression du pouce et la trappe pivote

LA POSE



- 1 Découper le support au format souhaité
- 2 Créer une ouverture de la dimension de la faïence + épaisseur du joint
- 3 Coller les 4 plaquettes d'angle sur le support redécoupable
- 4 Coller ou visser les 4 pattes aimantées sur le support à carreler (habillage de baignoire) en prenant soin de placer la patte avec ressort en bas à droite et les aimants faces à soi
- 5 Finir de coller les carreaux de faïence sur l'habillage

SANITRAP,
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr